



p!nto

# Moldseat

for Wheelchair

Cuscino ergonomico giapponese  
per la sedia a rotelle




## Un sedile confortevole e rilassante per la sedia a rotelle

P!NTO Moldseat stimola il potenziale delle persone su sedia a rotelle, aiuta a sciogliere le tensioni, a facilitare l'uso di sedili. Quando ti siedi su P!NTO, senti che questo cuscino si adatta al tuo corpo. I supporti laterali mantengono la loro mobilità, il bacino e le costole sono sostenuti. P!NTO riduce il meccanismo di fatica, elimina lo stress, un buon sedile ti dà energia per una vita attiva.

Progettato e prodotto in Giappone e distribuito dall'Italia.



## 4 supporti ideali integrati




Questo cuscino impedisce al corpo di inclinarsi in avanti e riduce la pressione sulla zona delle natiche. Su una sedia a rotelle senza P!NTO, l'instabilità della postura provoca tensione nelle spalle e nelle braccia, limita il movimento confortevole e genera affaticamento. Il bacino tende ad inclinarsi all'indietro, il che porta inconsciamente l'utente a creare una tensione inversa per evitare lo scivolamento, e può causare stress e dolore.

Adattamento alla curva della sedia a rotelle: questo cuscino è stato sviluppato per adattarsi e sostenere il corpo su una sedia a rotelle con lo schienale curvato.

Il tessuto della fodera è realizzato con la fibra speciale,  $\mu$ -func<sup>®</sup>, in argento e poliestere che conferisce proprietà antibatteriche, anti-odore e antistatiche e regola la temperatura (fresco d'estate e caldo d'inverno).

Può essere utilizzato anche su sedie, divani, seggiolini auto e in tutte le situazioni della vita quotidiana.

### Confronto delle zone di tensione secondo la postura



### Caratteristiche tecniche:

Cuscino interno: schiuma poliuretanicca ad alta resilienza HR

Fodera : 100%  $\mu$ -func<sup>®</sup> (un filato misto di lana d'argento puro lavorata con poliestere trasparente speciale)

Dimensioni, Peso: larghezza 40 cm x altezza 40 cm x profondità 40 cm, 960 g

Resistenza: solo il 4% diminuisce dopo 80.000 compressioni. Test eseguito secondo gli standard JIS (Japanese Industrial Standard)

Manutenzione: la fodera può essere rimossa e lavata in lavatrice. Il cuscino interno non richiede manutenzione.

Portatile: il cuscino in poliuretano, leggero e pieghevole può essere trasportato facilmente.

Uso: Grazie alla finitura antiscivolo della base, il cuscino rimane in posizione anche quando ci si muove.